

Bauchlagerung ohne Dekubitus

Liegt bei einem Patienten eine zum Beispiel Minderbelüftung der Lunge (Dystelektase) vor, empfiehlt sich unter anderem eine Bauchlagerung. Herkömmliche Lagerungskissen sind vielfach für diese Art der Lagerung weniger geeignet, da Dekubiti entstehen können. Häufig werden daher für die Bauchlagerung Formkissen verwendet. Diese Art der Lagerungskissen ist allerdings suboptimal.

Der Lagerungsspezialist GEFA Hygiene-Systeme bietet nun ein neuartiges, zweiteiliges Bauchlagerungssystem an. Es ist in enger Zusammenarbeit mit der Intensivstation einer deutschen Uniklinik entstanden. Es kann sowohl auf der Intensivstation als auch im OP eingesetzt werden. Aufgrund seines aus drei Komponenten bestehenden Innenlebens kann auch bei längerer Lagerung nahezu kein Dekubitus entstehen. Die Außenschicht besteht aus dem High-Tech-Gewebe GEFATEX®, das wasserdampfdurchlässig und virendurchlässig ist. GEFATEX® kann mittels einfacher Wischdesinfektion gereinigt werden.

Auf den ersten Blick hat das Produkt eine etwas eigenwillige Form, leistet aber genau das, was sich der damalige Auftraggeber vorstellte. Denn durch seine Einfachheit und die Modularität ist das Bauchlagerungssystem extrem vielseitig. Es ist einsetzbar für Personen von 50 bis 180 kg, und selbst für Kinder finden sich Möglichkeiten der Lagerung.

Mit dem neuen System wird eine wirkliche Bauchfreilagerung erreicht. Das Becken und der Oberkörper werden stabil gelagert. Das Becken und der Leistenbereich werden entlastet. Die Schräge des Unterteils ist so gewählt, dass die Geschlechtsteile nicht abgedrückt werden können. Die Höcker des Beckenpolsters dienen dazu, die Hüftknochen weich

und optimal aufzunehmen. Das Thoraxkissen ist so geformt, dass der Oberkörper stabil gestützt, die Brust nicht abgedrückt wird und der Hals optimal frei bleiben kann. Schultern und Arme werden druckentlastend gelagert. Beckenpolster und Thoraxkissen haben die gleiche Höhe, damit sich das Körpergewicht gleichmäßig verteilen kann.



Modulares Bauchlagerungssystem mit virendichtetem GEFATEX® Bezug

Das neuartige Bauchlagerungssystem ist bei der GEFA Hygiene-Systeme GmbH & Co. KG in Grafschaft-Gelsdorf bestellbar (www.gefatex.de).

07.05.2018

GEFA
Hygiene-Systeme GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 16
53501 Grafschaft-Gelsdorf
Germany
Tel.: 02225 / 91 98 0 (allgemein)
Tel.: 0228 / 63 54 54 (Durchwahl Presse)
Fax: 02225 / 91 98 99
E-Mail: presse@gefatex.de
Internet: www.gefatex.de